

Sollte diese E-Mail nicht richtig dargestellt werden, besuchen Sie hier die [Webversion](#).




Unsere Airway-Produkte im Fokus:

InTube Endotrachealtuben und die supraglottische Atemhilfe i-gel

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn bei einem langwierigen Eingriff der Atemweg des Patienten gesichert werden muss, sind Endotrachealtuben meistens die erste Wahl. Unsere Intersurgical [InTube Endotrachealtuben](#) wurden sowohl für die Anästhesie und Intensivpflege, als auch für die Notfallmedizin entworfen und erfüllen in drei verschiedenen Ausführungen alle Bedürfnisse des Anwenders. Dank der umfangreichen Größenauswahl ermöglicht der InTube eine genaue Abstimmung auf Erwachsene und Kinder. Durch die Niederdruck-Manschette und die weiche Spitze garantiert er außerdem einen größeren Patientenkomfort und reduziertes Trauma.



Artikelnr.	Produkt	Gr. (ID)	VE
8040080	InTube Endotrachealtubus mit Manschette	8.0mm	10
8040075	InTube Endotrachealtubus mit Manschette	7.5mm	10
8040070	InTube Endotrachealtubus mit Manschette	7.0mm	10
8040065	InTube Endotrachealtubus mit Manschette	6.5mm	10

Sofern in Ihrem Anwendungsbereich weniger invasive Alternativen zu unseren InTube Endotrachealtuben benötigt werden, können Sie selbstverständlich auch auf unser umfassendes Sortiment an [Larynxmasken](#) oder unsere innovative, [supraglottische Atemhilfe i-gel](#) zurückgreifen. Ihr einzigartiges, anatomisch geformtes Design wurde durch die perilaryngealen Strukturen inspiriert und erübrigt das das Aufblasen einer Manschette, wodurch Kompressionstraumata signifikant reduziert werden.



15AD Konnektor

Verlässliche Verbindung mit jeder Standard-Gängegugel oder anderen Verbindung


Proximales Ende des gastrischen Kanals

Wichtige Produktmerkmale auf einen Blick

Richtlinien zu Größe und Gewicht

Führungsleitlinie (nur erw. Größen)

Zeigt optimale Einführtiefe



Gastrischer Kanal (außer bei Gr. 1)

Distale Spitze mündet anatomisch exakt im Ösophagusmund. Der Kanal ermöglicht neben der Absaugung auch die Einführung einer Magensonde und erleichtert die Entlüftung

Integrierter Beißblock

Verhindert das Risiko einer Atemwegsokklusion

Vestibulum Oris Stabilisator

Erleichtert die Einführung und verhindert mögliche Produktrotation

Epiglottisblocker

Trägt dazu bei, ein Herunterklappen der Epiglottis zu verhindern

Nicht-aufblasbare Manschette


Ermöglicht eine reibungslose Einführung unter Vermeidung von Kompressionstraumata

Distales Ende d. gastrischen Kanals



Artikelnr.	Produkt	Gr.	Gewicht	VE
8205000	i-gel supraglottische Atemhilfe für Erwachsene, groß	5	90+kg	25
8204000	i-gel supraglottische Atemhilfe für Erwachsene, medium	4	50-90kg	25
8203000	i-gel supraglottische Atemhilfe für Erwachsene, klein	3	30-60kg	25
8202000	i-gel supraglottische Atemhilfe für Kinder, klein	2	10-25kg	10

Möchten Sie gerne weitere Informationen zu unseren Airway-Produkten, dann kontaktieren Sie uns unter Tel. 02241-25690 oder unter muster@intersurgical.de.



Informieren Sie sich über weitere Produkte von Intersurgical in unserem [Online Katalog](#), oder besuchen Sie unseren neuen Webshop unter www.intersurgical-webshop.de. Nähere Informationen über unseren Webshop finden Sie auf unserer [Homepage](#).

In unserem [Newsletter Archiv](#) finden Sie zudem alle vergangenen Newsletter zum Nachlesen.

Mit freundlichen Grüßen

Vanessa Schäfer

Intersurgical
 Beatmungsprodukte GmbH
 Siegburger Str. 39
 53757 Sankt Augustin
 Tel.: 02241-25690
 Tel.: 02241-2569222

E-Mail: v.schaefer@intersurgical.de

Homepage: www.intersurgical.de

Besuchen Sie auch unsere Seiten: www.atemwegs-management.de

www.intersurgical-webshop.de

[YouTube-Kanal](#)