

Sollte diese E-Mail nicht richtig dargestellt werden, besuchen Sie hier die [Webversion](#).



## Unsere Einschlauchsysteme mit Ausatemventil

Sehr geehrte Damen und Herren,

entdecken Sie unser vielfältiges Sortiment an Einschlauchsystemen, die ein Ausatemventil zur Ableitung der Expirationsluft nach außen (MKII) besitzen. Diese sind durch ihr innovatives Design besonders anwenderfreundlich und zudem kompatibel mit jeglichen Ventilatoren, einschließlich Geräten mit manueller PEEP-Kontrolle.

Perfekt für den Einsatz in der Intensivtherapie oder im Homecare-Bereich bieten wir Ihnen Einschlauch-Beatmungssysteme für die gängigsten Gerätetypen, wie zum Beispiel:

[Philips Respironics Trilogy 100](#), [Breas Vivo 50](#), [Covidien Legendair](#), [Covidien Puritan Bennett 560](#), [Resmed Elisée 350, 250, 150](#) sowie [Resmed Eole, Helia, VS III, VS Integra und VS Ultra](#).



Möchten Sie gerne weitere Informationen zu unseren Einschlauchsystemen mit Ausatemventil, dann kontaktieren Sie uns unter Tel. 02241-25690 oder unter [muster@intersurgical.de](mailto:muster@intersurgical.de).



Informieren Sie sich über weitere Produkte von Intersurgical in unserem [Online Katalog](#), oder besuchen Sie unseren neuen Webshop unter [www.intersurgical-webshop.de](http://www.intersurgical-webshop.de). Nähere Informationen über unseren Webshop finden Sie auf

unserer [Homepage](#).

In unserem [Newsletter Archiv](#) finden Sie zudem alle vergangenen Newsletter zum Nachlesen.

Mit freundlichen Grüßen

Vanessa Di Polito

Intersurgical

Beatmungsprodukte GmbH

Siegburger Str. 39

53757 Sankt Augustin

Tel.: 02241-25690

Tel.: 02241-2569222

E-Mail: [v.schaefer@intersurgical.de](mailto:v.schaefer@intersurgical.de)

Homepage: [www.intersurgical.de](http://www.intersurgical.de)

Besuchen Sie auch unsere Seiten: [www.atemwegs-management.de](http://www.atemwegs-management.de)

[www.intersurgical-webshop.de](http://www.intersurgical-webshop.de)

[YouTube-Kanal](#)

Intersurgical Siegburger Str. 39 53757 Sankt Augustin Deutschland

[Newsletter abbestellen](#)